

A 602

Modul

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierten Chirurgie.



- Geeignet für 8 Instrumente, neueste Generation (Xi)

EAN: 4002516843108 / Materialnummer: 12678550 / Alte Materialnummer: 69660202D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	8
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	303
Aussenmass, Nettobreite in mm	555
Aussenmass, Nettotiefe in mm	318
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	353
Aussenmass, Bruttobreite in mm	354
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	590
Nettogewicht in kg	5,15
Bruttogewicht in kg	6,39