

A 805

Aufnahme

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierten Chirurgie.



- Für Spezialinstrumente, chirurgisches Klammern (Si)

EAN: 4002516854272 / Materialnummer: 12680080 /  
Alte Materialnummer: 69680502D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Kapazität</b>	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	1
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	92
Aussenmass, Nettobreite in mm	41
Aussenmass, Nettotiefe in mm	165
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	73
Aussenmass, Bruttobreite in mm	163
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	245
Nettogewicht in kg	0,19
Bruttogewicht in kg	0,30