

A 806

Aufnahme

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierten Chirurgie.



- Für Spezialinstrumente mit seitlichem Spülanschluss

EAN: 4002516854289 / Materialnummer: 12680100 /
Alte Materialnummer: 69680602D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	1
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	77
Aussenmass, Nettobreite in mm	41
Aussenmass, Nettotiefe in mm	165
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	70
Aussenmass, Bruttobreite in mm	160
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	0,16
Bruttogewicht in kg	0,27