


A 807

Aufnahme

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierten Chirurgie.

EAN: 4002516854685 / Materialnummer: 12680120 / Alte Materialnummer: 69680702D



- Für Spezialinstrumente, Präparierklemmen, ältere Generation, S/Si

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	1
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	77
Aussenmass, Nettobreite in mm	41
Aussenmass, Nettotiefe in mm	165
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	25
Aussenmass, Bruttobreite in mm	245
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	485
Nettogewicht in kg	0,16
Bruttogewicht in kg	0,24