

A 808

Aufnahme

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierten Chirurgie.



- Für Spezialinstrumente, chirurgisches Klammern (Xi)

EAN: 4002516853886 / Materialnummer: 12680130 /
Alte Materialnummer: 69680802D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	1
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	50
Aussenmass, Nettobreite in mm	145
Aussenmass, Nettotiefe in mm	159
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	76
Aussenmass, Bruttobreite in mm	164
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	244
Nettogewicht in kg	0,21
Bruttogewicht in kg	0,31