

MF 27/28-1

Transferwagen

zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.



- Ausgestattet mit 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar
- Einfaches und angenehmes Handling durch abgerundete Griffe
- Mit beiden Seiten andock- bzw. arretierbar am Gerät, Rollband etc
- Einfahrhöhe 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Mit abnehmbarer Auffangwanne H 70, B 603, T 866 mm

EAN: 4002516853923 / Materialnummer: 12680160 / Alte Materialnummer: 69200112D

Produktzugehörigkeit

Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor •

Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin •

Gerätezugehörigkeit

PG 8527 •

PG 8528 •

Produktkategorie

Aufbewahrungs-/Transportsystem •

Produkteigenschaften

Material Edelstahl

Farbe Edelstahl

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm 1050

Aussenmass, Nettobreite in mm 740

Aussenmass, Nettotiefe in mm 930

Aussenmass, Bruttohöhe in mm 1155

Aussenmass, Bruttobreite in mm 800

Aussenmass, Bruttotiefe in mm 1200

Nettogewicht in kg 28,00

Bruttogewicht in kg 47,60