

ProCare Dent 10 MA - 5 l
 Flüssigreiniger, mildalkalisch, 5 l
 zur maschinellen Aufbereitung von Dental- und



- Besonders geeignet für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Thermodesinfektoren
- Hohe Materialschonung
- Enthält Enzyme
- Eloxiertes Aluminium ist auf Eignung vorzuprüfen

EAN: 4029577158101 / Materialnummer: 12680640 / Alte Materialnummer: 66913204V1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von organischen Rückständen	•
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	3-7 ml/l (0,3-0,7 %)
Dosierempfehlung (pro Spülgang)	3-7 ml/l (0,3-0,7 %)
Grosse Öffnung für Dosierlanze	•
Intensität der Kontamination	Leicht bis Mittel
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Dosierung	
pH-Wert bei 20 °C	10,1
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Enzyme, Tenside
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	25
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Enzyme, Tenside
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	25
Geeignet für Standardinstrumente und Übertragungsinstrumente	•
Geeignet für die maschinelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
Hohe Materialschonung	•
Geeignet für empfindliche Materialien	•
Nicht geeignet für Übertragungsinstrumente	Geeign. f. Stand./Übertr. Instr. Für masch. Aufbereit. v. Inst., Elox. Alum. auf Eign. Prüfen
Eloxiertes Aluminium ist auf Eignung vorzuprüfen	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	217
Aussenmass, Nettobreite in mm	142
Aussenmass, Nettotiefe in mm	248
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	185
Aussenmass, Bruttobreite in mm	175
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Bruttogewicht in kg	6
Füllmenge in ml	5000

ProCare Dent 10 MA - 5 l
Flüssigreiniger, mildalkalisch, 5 l
zur maschinellen Aufbereitung von Dental- und



EAN: 4029577158101 / Materialnummer: 12680640 / Alte Materialnummer: 66913204V1

Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-konform	•