

TC 1150

Aufsatzverkleidung

für 1150 mm breite Geräte ohne Dampfkondensator oder Trocknungsaggregat.



- Inklusive abschliessbarer Servicetür
- Verblendung bis zur Raumdecke muss bauseitig erstellt werden

EAN: 4002516853848 / Materialnummer: 12680670 /

Alte Materialnummer: 69252005D

Produktzugehörigkeit

Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor

•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8617

•

Produktkategorie

Abdeckung

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

1002

Aussenmass, Nettobreite in mm

835

Aussenmass, Nettotiefe in mm

1200

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

1002

Aussenmass, Bruttobreite in mm

860

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

1200

Nettogewicht in kg

60,13

Bruttogewicht in kg

75,13