

TC 900

Aufsatzverkleidung

für 900 mm breite Geräte ohne Dampfkondensator oder Trocknungsaggregat.



- Inklusive abschliessbarer Servicetür
- Verblendung bis zur Raumdecke muss bauseitig erstellt werden

EAN: 4002516854524 / Materialnummer: 12680680 /
Alte Materialnummer: 69252006D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	840
Aussenmass, Nettobreite in mm	845
Aussenmass, Nettotiefe in mm	1045
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	990
Aussenmass, Bruttobreite in mm	860
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	48,90
Bruttogewicht in kg	63,90