

MC/2

Transferwagen

höhenverstellbar, zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.



- Ausgestattet mit 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar
- 2 Ablageebenen (muldenförmig) sowie Griffbügel und Andockblech

EAN: 4002516853855 / Materialnummer: 12680970 / Alte Materialnummer: 69200113D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin

•

Gerätezugehörigkeit

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8581

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8591

•

PG 8592

•

PG 8593

•

Produktkategorie

Aufbewahrungs-/Transportsystem

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

1003

Aussenmass, Nettobreite in mm

600

Aussenmass, Nettotiefe in mm

805

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

1210

Aussenmass, Bruttobreite in mm

800

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

1200

Nettogewicht in kg

18,00

Bruttogewicht in kg

47,80