

A 306/1

Modul

zur optimalen Aufnahme von grossvolumigem Laborglas.



- Geeignet für vier 1-2 l Messzylinder hohe Form
- Geeignet für zwei 1-2 l Messzylinder niedrige & zwei hohe Form
- Auf- und Anlageflächen rilsaniert
- Messzylinder sind bei eingesetztem Modul entnehmbar
- Maximale Länge der Messzylinder: 500 mm
- Bis zu 2 Module in den Körben A 150 und APLW 106 einsetzbar

EAN: 4002516854456 / Materialnummer: 12683100 /
Alte Materialnummer: 69630602D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Messzylinder	•
Modul für grossvolumiges Laborglas	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff, Draht, rilsaniert
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Kapazität	
Messzylinder [Anzahl]	4
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	235
Aussenmass, Nettobreite in mm	418
Aussenmass, Nettotiefe in mm	471
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	250
Aussenmass, Bruttobreite in mm	390
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	485
Nettogewicht in kg	2,87
Bruttogewicht in kg	3,41