

A 307

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 20 OP-Schuhen bis Grösse 48.



- Geeignet für 20 OP-Schuhe
- Mit jeweils 265 mm langen Halterungen
- Zur Verwendung in der Unterkorblafette A 151
- Aufbereitung von OP-Schuhen bis Grösse 48 möglich

EAN: 4002516854975 / Materialnummer: 12683150 / Alte Materialnummer: 69630701D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	20
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	279
Aussenmass, Nettobreite in mm	390
Aussenmass, Nettotiefe in mm	360
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	290
Aussenmass, Bruttobreite in mm	396
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	1,52
Bruttogewicht in kg	2,01