

A 308

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 34 Einlegesohlen für OP-Schuhe.



- Geeignet für bis zu 34 Einlegesohlen
- Zur Verwendung in Ober- oder Unterkorblafetten

EAN: 4002516855415 / Materialnummer: 12683170 / Alte Materialnummer: 69630801D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für OP-Schuhe	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	71
Aussenmass, Nettobreite in mm	475
Aussenmass, Nettotiefe in mm	445
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	1,14
Bruttogewicht in kg	2,00