

A 501

Wagen

mit vier Ebenen zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen
- Mit Einschüben A 601 erweiterbar auf fünf oder sechs Ebenen

EAN: 4002516855361 / Materialnummer: 12684440 / Alte Materialnummer: 69650102D

Produktzugehörigkeit

Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor

•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktkategorie

Wagen für Einsätze

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas

•

Kapazität

DIN-Siebschalen [Anzahl]

18

SPRI-Siebschalen [Anzahl]

12

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

659

Aussenmass, Nettobreite in mm

650

Aussenmass, Nettotiefe in mm

710

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

710

Aussenmass, Bruttobreite in mm

800

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

860

Nettogewicht in kg

21,00

Bruttogewicht in kg

32,80