

A 505

Wagen

mit drei Ebenen zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen

EAN: 4002516854678 / Materialnummer: 12685400 / Alte Materialnummer: 69650501D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	9
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	6
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	790
Aussenmass, Bruttobreite in mm	715
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	860
Nettogewicht in kg	15,60
Bruttogewicht in kg	26,40