

E 491

Einsatz

zur optimalen Aufnahme rotierender Instrumente.



- Geeignet für 18 Turbinenschäfte
- Geeignet für 30 Winkelstückschäfte
- Auch geeignet für rotierende Instrumente, z. B. der Podologie

EAN: 4002516855194 / Materialnummer: 12686260 / Alte Materialnummer: 68549103D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Schäfte [Anzahl]	48
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	100
Aussenmass, Bruttobreite in mm	265
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	180
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	1,00