

A 506

Wagen

mit vier Ebenen zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen

EAN: 4002516855200 / Materialnummer: 12686270 / Alte Materialnummer: 69650601D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Einsätze	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	12
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	8
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	555
Aussenmass, Nettobreite in mm	650
Aussenmass, Nettotiefe in mm	790
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	715
Aussenmass, Bruttobreite in mm	800
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	860
Nettogewicht in kg	19,16
Bruttogewicht in kg	29,96