

A 600 Modul

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierte Chirurgie.



- Geeignet für 6 Instrumente, ältere Generation (S / Si)

EAN: 4002516854562 / Materialnummer: 12686280 /
Alte Materialnummer: 69660002D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Kapazität	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	6
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	360
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	600
Nettogewicht in kg	5,07
Bruttogewicht in kg	5,63