

SC

Dampfkondensator

zur optimalen Entfeuchtung und Kühlung der Abluft.



- Nur in Verbindung mit Trocknungsaggregat nutzbar
- Möglichkeit zum Anschluss an bauseitigen Kühlwasserkreislauf

EAN: 4002516855378 / Materialnummer: 12687850 / Alte Materialnummer: 69251301D

#### Produktzugehörigkeit

Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor

•

#### Gerätezugehörigkeit

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

#### Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

#### Masse und Gewicht

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

620

Aussenmass, Bruttobreite in mm

385

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

770

Nettogewicht in kg

33,40

Bruttogewicht in kg

37,00