

TU Allergy XL HyClean Pure  
Allergy XL-Pack HyClean Pure  
8 Staubsaugerbeutel und 1 HEPA AirClean Filter SF-HA 50 zum Vorteilspreis.

EAN: 4002516925651 / Materialnummer: 12694920 /  
Alte Materialnummer: 41996762INT



- Beste Filtrationsleistung von 99,99 %\* durch Miele AirClean System
- Längste Nutzungsdauer dank patentierter 3D-Strömungsrichter
- Noch hygienischer durch automatischen HyClose Beutelverschluss
- ComfortFit – 1 von 11 patentierten Details des Miele HyClean® Staubsaugerbeutels
- Maximale Lufthygiene durch HEPA-Filter: \*\*Ideal für Allergiker
- Geeignet für alle Guard L1 und Guard S1 Modelle

\* Gemäss IEC 62885-2 bei Verwendung von Miele Geräten, ausgestattet mit AirClean-Filterssystem

\*\* nach EN 60312-1