

ADP 86

Modul

mit externer Druckerhöhungspumpe für druckloses vollentsalztes Wasser.



- Zum Ausgleich von bauseitig zu niedrigem Druck bei VE-Wasser

EAN: 4002516873969 / Materialnummer: 12711800 / Alte Materialnummer: 69224100D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktkategorie	
Zubehör für Unterbaugeräte	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff, Edelstahl
Farbe	Weiß
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,25
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	235
Aussenmass, Nettobreite in mm	180
Aussenmass, Nettotiefe in mm	300
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	320
Aussenmass, Bruttobreite in mm	210
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	390
Nettogewicht in kg	7,38
Bruttogewicht in kg	8,23