

APWD 332
 Siebtray
 flach, mit 5 Silikonstegen.



- Grosse Perforation und minimaler Spülschatten
- Ideale Anordnung und Fixierung der Instrumente im Tray
- Komfortables Öffnen/Schliessen mit einer Hand
- Passend für Sterilgutcontainer APWD 334
- Masse: 273 x 176 x 30 mm

EAN: 4002516910022 / Materialnummer: 12752360 / Alte Materialnummer: 69633200D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Grossraum-Thermodesinfektoren, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Siebtrays	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Silikon
Farbe	Edelstahl, Gelb
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von VET-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	30
Aussenmass, Nettobreite in mm	176
Aussenmass, Nettotiefe in mm	273