

APWD 335
Sterilcontainer
zur Aufnahme von einem Siebtray APWD 333.



- Keimdichter Verschluss des Deckels
- Schnelle und kontaminationsfreie Deckelabnahme bei der Sterilbereitstellung
- Filterschnellhalterung zum einfachen Wechsel des Dauerfilters
- Stapelbar für reduzierten Platzbedarf
- Masse: 312 x 190 x 65 mm

EAN: 4002516909668 / Materialnummer: 12752580 /
Alte Materialnummer: 69633500D

| Produktzugehörigkeit | |
|---|-----------|
| Thermodesinfektoren | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | • |
| Klein-Sterilisatoren | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PST 1710 | • |
| PST 1720 | • |
| PST 2210 | • |
| PST 2220 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Produktkategorie | |
| Aufbewahrungs-/Transportsystem | • |
| Sterilcontainer | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von HNO-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von VET-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von OP-Instrumenten | • |
| Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten | • |
| Kapazität | |
| DIN-Siebschalen [Anzahl] | 1 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 65 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 190 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 312 |