

APWD 336
Dauerfilter
für bis zu 1'000 Zyklen.



- Erzielen gute Trocknungsergebnisse im Container
- Widerstandsfähig und langlebig
- 2 Stück pro Packung
- Zur Anwendung im APWD 334 und APWD 335

EAN: 4002516909903 / Materialnummer: 12752660 /
Alte Materialnummer: 69633600D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Dauerfilter	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von VET-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	215
Aussenmass, Nettobreite in mm	94