

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]

Nachspülmittel, 1 l

zur maschinellen Aufbereitung von Dental- und Übertragungsinstrumenten.



- Geeignet für Dental- und Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Thermodesinfektoren
- Verbessert und beschleunigt die Trocknung
- Neutralisiert verschleppte Alkalireste
- Erleichtertes Einfüllen in das Türdosiergerät durch Ausgießhilfe

EAN: 4029577158095 / Materialnummer: 12796390 / Alte Materialnummer: 66917103V1

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Dosierung	
Dosierempfehlung (pro Spülgang)	0,3 ml/l (0,03 %)
Kleine Öffnung als Ausgießhilfe	•
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Nachspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Konservierungsmittel, Tenside, Zitronensäure
pH-Wert bei 20 °C	2,0
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für alle Metalle, die in medizinischen Produkten verwendet werden	•
Geeignet für Standardinstrumente und Übertragungsinstrumente	•
Verbessert und verkürzt die Trocknung	•
Vorbeugung von Wasserflecken	•
Neutralisation verschleppter Alkalireste	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	241
Aussenmass, Nettobreite in mm	106
Aussenmass, Nettotiefe in mm	58
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	241
Aussenmass, Bruttobreite in mm	106
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	58
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	1000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-konform	•