

APH 551
Drucker
zur Erstellung von Sterilgutetiketten.



- Komplettpaket aus Drucker, Netzteil, Kabeln und Etiketten
- Sichere Kennzeichnung des verpackten Sterilguts
- Sinnvolle Ergänzung zu CUBE/ CUBE X Sterilisatoren
- Verwendung mit Segosoft Miele Edition möglich

EAN: 4002516889908 / Materialnummer: 12808850 /
Alte Materialnummer: 68817006D

Produktzugehörigkeit

Klein-Sterilisatoren

•

Gerätezugehörigkeit

PST 1710

•

PST 1720

•

PST 2210

•

PST 2220

•

Produktkategorie

Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation

•

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium

•

Aufbereitung von MIC-Instrumentarium

•

Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium

•

Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium

•

Aufbereitung von GYN-Instrumentarium

•

Aufbereitung von HNO-Instrumentarium

•

Aufbereitung von Dental-Instrumentarium

•

Aufbereitung von OP-Instrumenten

•

Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten

•

Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium

•

Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumböhrer

•

Aufbereitung von Siebschalen

•

Aufbereitung von diversen Utensilien

•

Produkteigenschaften

Farbe

Schwarz

Masse und Gewicht

Aussenmass, Bruttohöhe in mm

250

Aussenmass, Bruttobreite in mm

230

Aussenmass, Bruttotiefe in mm

505

Nettogewicht in kg

2,34

Bruttogewicht in kg

3,06