

DE-CS7-85/1

Gerätedeckel

zur oberen Abdeckung der Maschine 70 cm tief, 90 cm breit.



EAN: 4002516913900 / Materialnummer: 12832230 / Alte Materialnummer: 69216013D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8683 CD	•
PWD 8682 CD	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	15
Aussenmass, Nettobreite in mm	700
Aussenmass, Nettotiefe in mm	900
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	80
Aussenmass, Bruttobreite in mm	795
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	995
Nettogewicht in kg	13,33
Bruttogewicht in kg	16,89