

FlexTop3-Bowls  
Gar-/Lagerschalen, 3 Stück  
zum Warmhalten und Zubereiten von Grillgut und Saucen.

EAN: 4002516910060 / Materialnummer: 12846070 /  
Alte Materialnummer: 33996029INT1



- Warmhalterost einklappen, Zubehör einhängen: Nutzbar im FlexRack Cooking System
- Lassen sich mit einem FlexBase Rahmen beliebig im FlexRack einhängen
- Mit 65 mm Tiefe, um Grillgut oder Saucen optimal aufzubewahren und warmzuhalten
- Ermöglicht Grillieren und Kochen in neuen Dimensionen
- Aus 100 % Edelstahl, optimal für die Reinigung in der Spülmaschine
- Praktisches Set bestehend aus drei Gar-/Lagerschalen