

FlexTop1-Bowl  
Gar-/Lagerschale  
zum Warmhalten und Zubereiten von Grillgut und Saucen.

EAN: 4002516905349 / Materialnummer: 12846180 /  
Alte Materialnummer: 33996030INT1



- Warmhalterost einklappen, Zubehör einhängen: Nutzbar im FlexRack Cooking System
- Lässt sich mit einem FlexBase Rahmen beliebig im FlexRack einhängen
- Mit 65 mm Tiefe, um Grillgut oder Saucen optimal aufzubewahren und warmzuhalten
- Ermöglicht Grillieren und Kochen in neuen Dimensionen
- Aus 100 % Edelstahl, optimal für die Reinigung in der Spülmaschine