

Guard L1 Red Pulse

Bodenstaubsauger mit Beutel

Leistungsstark | Premium-Design | komfortable Reinigung mit 2in1-Düse



- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards
- Langlebig: Auf 20 Jahre* Lebensdauer getestet
- Für jede Reinigungsaufgabe die optimale Power: 4 wählbare Modi
- Individuell wählbare Höhe und ergonomischer Comfort-Handgriff
- Premium-Designkonzept mit stilvollen Applikationen
- Extra Reichweite, weniger Steckdosenwechsel: 12 m Aktionsradius
- 2in1 Polster- und Fugendüse für bequemes Reinigen ohne Umstecken
- AirClean Filter: effektive Filtration für saubere Raumluft

* Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle und Kernkomponenten durch 750 Stunden Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr:

miele.com/20years

EAN: 4002516907916 / Materialnummer: 12851730 /
Alte Materialnummer: 41UDFO44CH

Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Guard L1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SUDFO
Design	
Farbe	Rubinrot
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Fusstasten +/-
Leuchtdisplay für Leistungsanzeige	•
Saugrohr	Teleskoprohr EasySlide midsize
Park-System für Saugpausen	•
Comfort-Kabelaufwicklung	•
Komfort-Handgriff 2.0	•
Mobilität	
Fussbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
4-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	12
Kabellänge in m	8,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean Pure TU
Staubbeutelvolumen in l	3,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•
Technische Daten	
Wattleistung	890
Lautstärke in dB	75,0
Breite in mm	500
Höhe in mm	239
Tiefe in mm	28,80
Gewicht in kg	6,6
Mitgeliefertes Zubehör	
Dreiteiliges Zubehör	integriert
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel	•
Bodendüse SBD 365-3	•
Gutschein Staubsaugerbeutel	•
Staubsaugerbeutel HyClean Pure TU	•
Gutschein für HyClean Pure TU	•