

FlexSticks  
Grillspiess-Set  
für die Zubereitung von Fleisch- und Gemüsespiessen im FlexRack Cooking System.

EAN: 4002516947325 / Materialnummer: 12888210 /  
Alte Materialnummer: 33996043INT1



- Warmhalterost einklappen, Zubehör einhängen: Nutzbar im FlexRack Cooking System
- Lässt sich in unterschiedlichen Positionen im FlexRack einhängen
- Die langen, stabilen Spiesse fixieren jegliches Grillgut in der Halterung
- Flexible Gestaltung: Die Halterung bietet 15 Positionen zum Einsetzen
- Aus 100 % Edelstahl, optimal für die Reinigung in der Spülmaschine
- Praktisches Set bestehend aus einem Spiesshalter und fünf Spiessen