

APFD 200/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Lungenautomaten.



- Geeignet für die sichere Aufnahme von 6 Lungenautomaten
- Zubehör: 2 Kleinteilekörbe mit je 3 farblich markierten Fächern
- Atemluftanschluss und Druckluftindikator
- Anschluss via Schnellkupplungen (kompatibel mit Parker Rectus 25)
- -

EAN: 4002516936831 / Materialnummer: 12904920 /

Alte Materialnummer: 67020003D

Gerätezugehörigkeit

PLW 8683 [Safety]

•

PLW 8693 [Safety]

•

Produktkategorie

Einsatz für Lungenautomaten

•

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Lungenautomaten

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

Druckluftindikator

•

Kapazität

Lungenautomaten [Anzahl]

6

Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm

164

Aussenmass, Nettobreite in mm

474

Aussenmass, Nettotiefe in mm

452

Nettogewicht in kg

7,00

Bruttogewicht in kg

7,60