

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Universalreiniger, mildalkalisch, 750 ml

zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.

EAN: 4002516954507 / Materialnummer: 12938290 / Alte Materialnummer: 66917702V1



- Effektives Hochkonzentrat für beste Reinigungsergebnisse
- Herausragende Lösekraft bei Öl- und Fettverschmutzungen
- Hohe Materialschonung
- Empfohlen für Miele Professional und Steelco Edelstahlgeräte
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel
- Recyclbare Verpackung

| Produktzugehörigkeit | |
|---|---|
| Spülmaschinen Frischwasser | • |
| Spülmaschinen ProfiLine | • |
| Spülmaschinen Tank | • |
| Spülmaschinen Tank Durchschub | • |
| Waschmaschinen | • |
| Trockner | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Thermodesinfektoren | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | • |
| Klein-Sterilisatoren | • |
| Einsatzmöglichkeiten | |
| Reinigung von Edelstahloberflächen | • |
| Manuelle Pflege | • |
| Entfernung von Stärkebelägen | • |
| Entfernung von hartnäckigen oder angetrockneten Rückständen | • |
| Entfernung von Fett | • |
| Entfernung von Öl | • |
| Entfernung von Eiweiss | • |
| Entfernung von Blut | • |
| Dosierung | |
| pH-Wert bei 20 °C | 10,8 |
| Produkteigenschaften | |
| Medienart | Edelstahlreiniger |
| Aggregatsform | Flüssigkonzentrat |
| Inhaltsstoffe | Glykolethern, Komplexbildner (ohne Phosphat), Lösevermittler, anionische Tenside, nichtionische Tenside |
| Minimale Lagertemperatur in °C | 5 |
| Maximale Lagertemperatur in °C | 25 |
| Recyclbare Verpackung | • |
| Gutes Reinigungsvermögen | • |
| Frei von Phosphaten | • |
| Frei von Phosphorverbindungen | • |
| Frei von Silikaten | • |
| Hohe Materialschonung | • |
| Tensidhaltiger Intensivreiniger | • |
| Stark emulgierende und dispergierende Wirkung | • |
| Sehr gute Materialverträglichkeit | • |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 297 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 94 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 63 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 60,00 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 90,00 |

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Universalreiniger, mildalkalisch, 750 ml

zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.

EAN: 4002516954507 / Materialnummer: 12938290 / Alte Materialnummer: 66917702V1



| | |
|---|--------|
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 260,00 |
| Bruttogewicht in kg | 0,81 |
| Füllmenge in ml | 750 |
| Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen | |
| EU Ecolabel | • |
| Prüfnummern | |
| EU Ecolabel: DE/020/507 | • |