

ProCare Lab 10 AT - 10 l

Flüssigreiniger, alkalisch, 10 l

zur maschinellen Intensivreinigung von Laborglas und Laborutensilien.

EAN: 4029577160173 / Materialnummer: 12959980 / Alte Materialnummer: 62925202V1



- Tensidhaltiger, alkalischer Reiniger
- Frei von Phosphaten, Silikaten und Oxidationsmitteln
- Speziell für Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
- Geeignet für Edelstahl, Laborglas, Keramik und Kunststoff
- Gute Reinigung bei Ölen, Fetten, Harzen und org. Farbstoffen

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Grossraum-Laborspüler	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Fett	•
Entfernung von Öl	•
Entfernung von Harz	•
Entfernung von organischen Rückständen	•
Dosierung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Grosse Öffnung für Dosierlanze	•
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Hauptanwendungsbereiche	
Biologische Laboratorien	•
Chemische Laboratorien	•
Wasserlaboratorien	•
Laboratorien der Ernährungswirtschaft	•
Laboratorien der kosmetischen Industrie	•
Laboratorien der Mineralölindustrie	•
Industrielaboratorien	•
Farbindustrie	•
Laboratorien der Pharmaindustrie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Natriumhydroxid, Polycarboxylate, Tenside
pH-Wert bei 20 °C	14,0
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Laborglas	•
Nicht geeignet für Aluminium	•
Nicht geeignet für Leicht- und Buntmetalle	•
Nicht geeignet für Leichtmetalllegierungen	•
Frei von Oxidationsmitteln	•
Frei von Phosphaten	•
Frei von Silikaten	•
Gutes Reinigungsvermögen	•
Stark emulgierende und dispergierende Wirkung	•
Tensidhaltiger Intensivreiniger	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	308
Aussenmass, Nettobreite in mm	191

ProCare Lab 10 AT - 10 l

Flüssigreiniger, alkalisch, 10 l

zur maschinellen Intensivreinigung von Laborglas und Laborutensilien.

EAN: 4029577160173 / Materialnummer: 12959980 / Alte Materialnummer: 62925202V1



Aussenmass, Nettotiefe in mm	234
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	320
Aussenmass, Bruttobreite in mm	230
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	190
Bruttogewicht in kg	13,00
Füllmenge in ml	10000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-konform	•