

ProCare Lab 10 MA - 10 l Flüssigreiniger, alkalisch, 5 l

zur materialschonenden maschinellen Reinigung von Laborglas und Laborutensilien.

EAN: 4029577160197 / Materialnummer: 12960010 / Alte Materialnummer: 62923202V1



- Universell einsetzbarer, alkalischer Reiniger
- Frei von Tensiden und Oxidationsmitteln
- Speziell für Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
- Geeignet für Edelstahl, Laborglas, Keramik und Kunststoff
- Effektive Reinigung bei leichten bis mittelstarken Anschmutzungen

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Grossraum-Laborspüler	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Eiweiss	•
Entfernung von Blut	•
Entfernung von Nährbodenresten	•
Entfernung von organischen Rückständen	•
Dosierung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Grosse Öffnung für Dosierlanze	•
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Hauptanwendungsbereiche	
Medizinische Laboratorien	•
Biologische Laboratorien	•
Chemische Laboratorien	•
Wasserlaboratorien	•
Laboratorien der Ernährungswirtschaft	•
Laboratorien der kosmetischen Industrie	•
Serologische Institute	•
Laboratorien der Pharmaindustrie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Kaliumhydroxid, Phosphat, Silikate
pH-Wert bei 20 °C	14,0
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Laborglas	•
Geeignet für Keramik	•
Bedingt geeignet für Buntmetalle	•
Bedingt geeignet für Aluminium	•
Nicht geeignet für Aluminium	•
Nicht geeignet für Leichtmetalllegierungen	•
Frei von Oxidationsmitteln	•
Frei von Tensiden	•
Gutes Reinigungsvermögen	•
Hohe Materialschonung	•
Vielfältig einsetzbar	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	-15
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	308
Aussenmass, Nettobreite in mm	191
Aussenmass, Nettotiefe in mm	234

ProCare Lab 10 MA - 10 l

Flüssigreiniger, alkalisch, 5 l

zur materialschonenden maschinellen Reinigung von Laborglas und Laborutensilien.

EAN: 4029577160197 / Materialnummer: 12960010 / Alte Materialnummer: 62923202V1



Aussenmass, Bruttohöhe in mm	320
Aussenmass, Bruttobreite in mm	230
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	190
Bruttogewicht in kg	15,50
Füllmenge in ml	10000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-konform	•