

ProCare Lab 30 C - 10 l

Neutralisationsmittel auf Basis von Zitronensäure, sauer, 10 l

zur materialschonenden maschinellen Reinigung von Laborglas und Laborutensilien.



- Einzusetzen als Neutralisationsmittel oder saurer Vorreiniger
- Frei von Tensiden und Phosphaten
- Speziell für Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
- Geeignet für Edelstahl, Laborglas, Keramik und Kunststoff
- Entfernt säurelösliche Rückstände von empfindlichen Materialien

EAN: 4029577160234 / Materialnummer: 12960650 /

Alte Materialnummer: 62927202V1

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Grossraum-Laborspüler	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Kalk und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	•
Dosierung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1-5 ml/l (0,1-0,5%)
Grosse Öffnung für Dosierlanze	•
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Hauptanwendungsbereiche	
Medizinische Laboratorien	•
Biologische Laboratorien	•
Mikrobiologische Laboratorien	•
Chemische Laboratorien	•
Wasserlaboratorien	•
Laboratorien der Ernährungswirtschaft	•
Laboratorien der kosmetischen Industrie	•
Laboratorien der Phosphatindustrie	•
Laboratorien der Pharmaindustrie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Zitronensäure, Konservierungsmittel
pH-Wert bei 20 °C	1,0
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Laborglas	•
Geeignet für Keramik	•
Geeignet für empfindliche Materialien	•
Geeignet zur Neutralisation von nicht eloxiertem Aluminium	•
Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Nicht geeignet für Leichtmetalllegierungen	•
Nicht geeignet zur sauren Vorreinigung von nicht eloxiertem Aluminium	•
Frei von Phosphaten	•
Frei von Tensiden	•
Hohe Materialschonung	•
Saure Vorreinigung	•
Neutralisation verschleppter Alkalireste	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	-3
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	308
Aussenmass, Nettobreite in mm	191
Aussenmass, Nettotiefe in mm	234

ProCare Lab 30 C - 10 l

Neutralisationsmittel auf Basis von Zitronensäure, sauer, 10 l
zur materialschonenden maschinellen Reinigung von Laborglas und Laborutensilien.



EAN: 4029577160234 / Materialnummer: 12960650 /

Alte Materialnummer: 62927202V1

Aussenmass, Bruttohöhe in mm	305
Aussenmass, Bruttobreite in mm	200
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	245
Bruttogewicht in kg	12,50
Füllmenge in ml	10000

Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

GHS/CLP-konform

•