

ProCare Lab 30 P - 12 kg

Neutralisationsmittel auf Basis von Phosphorsäure, sauer, 12 kg
zur maschinellen Reinigung von Laborglas und Laborutensilien.



- Einzusetzen als Neutralisationsmittel oder saurer Vorreiniger
- Frei von Tensiden
- Speziell für Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
- Geeignet für Edelstahl, Laborglas, Keramik und Kunststoff
- Entfernt hartnäckige säurelösliche Rückstände

EAN: 4029577160258 / Materialnummer: 12960770 /
Alte Materialnummer: 62928202V1

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Grossraum-Laborspüler	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Kalk und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	•
Dosierung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1-4 ml/l (0,1-0,4 %)
Grosse Öffnung für Dosierlanze	•
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Hauptanwendungsbereiche	
Medizinische Laboratorien	•
Biologische Laboratorien	•
Mikrobiologische Laboratorien	•
Chemische Laboratorien	•
Laboratorien der Ernährungswirtschaft	•
Laboratorien der kosmetischen Industrie	•
Laboratorien der Mineralölindustrie	•
Industrielaboratorien	•
Laboratorien der Pharmaindustrie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Phosphat, Phosphorsäure, Zitronensäure
pH-Wert bei 20 °C	0,7
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Laborglas	•
Geeignet für Keramik	•
Nicht geeignet für Aluminium	•
Nicht geeignet für Leicht- und Buntmetalle	•
Nicht geeignet für Leichtmetalllegierungen	•
Frei von Tensiden	•
Saure Vorreinigung	•
Sehr gute Abspülbarkeit	•
Neutralisation verschleppter Alkalireste	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	-15
Maximale Lagertemperatur in °C	30
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	308
Aussenmass, Nettobreite in mm	191
Aussenmass, Nettotiefe in mm	234
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	305
Aussenmass, Bruttobreite in mm	200
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	245

ProCare Lab 30 P - 12 kg

Neutralisationsmittel auf Basis von Phosphorsäure, sauer, 12 kg
zur maschinellen Reinigung von Laborglas und Laborutensilien.



EAN: 4029577160258 / Materialnummer: 12960770 /

Alte Materialnummer: 62928202V1

Füllgewicht in g	12000
------------------	-------

Bruttogewicht in kg	13,00
---------------------	-------

Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
---	--

GHS/CLP-konform	•
-----------------	---