

APLW 923 RFK 3rd int DC5 50Hz Nachrüstatz

-



- -
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst, Zusatzkosten möglich

EAN: 4002516973089 / Materialnummer: 12976550 /
Alte Materialnummer: 69692300DAC

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8683 CD	•
PWD 8682 CD	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	140
Aussenmass, Bruttobreite in mm	150
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	260
Nettogewicht in kg	0,82
Bruttogewicht in kg	0,97