

ProCare Universal 77 A - 500 g
Maschinenreiniger, alkalisch, 500 g
zur Entfernung von hartnäckigen Stärkebelägen.



- Abbau von Fettablagerungen
- Reduzierung von Gerüchen
- Abgestimmt auf Miele Professional Geräte

EAN: 4002517008070 / Materialnummer: 13068710 / Alte Materialnummer: 66921702V1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfiLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Waschmaschinen	•
Laborspüler	•
Grossraum-Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Grossraum-Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Stärkebelägen	•
Entfernung von Fett	•
Entfernung von Öl	•
Entfernung von Eiweiss	•
Dosierung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,5–1 Dose
Einsetzbar für alle Wasserhärten	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Maschinenreiniger
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Bleichmittel auf Sauerstoffb., Polycarboxylate, Tenside
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	35
pH-Wert bei 20 °C	11,0
Gutes Reinigungsvermögen	•
Frei von Phosphaten	•
Hohe Materialschonung	•
Hoher Anteil an Dispergatoren	•
Tensidhaltiger Intensivreiniger	•
Frei von Duftstoffen	•
Frei von Mikroplastik	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	133
Aussenmass, Nettobreite in mm	80
Aussenmass, Nettotiefe in mm	80
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	130
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	80
Füllgewicht in g	500
Bruttogewicht in kg	0,57
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-konform	•