


APLW 630/1

Einsatz

zur Aufnahme von Lungenautomaten in der PLW 7111 Safety und PWL 861x Safety.

EAN: 4002517038619 / Materialnummer: 13136240 / Alte Materialnummer: 69663001D



- Geeignet für die Aufbereitung von 4 Lungenautomaten mit ESA
- Kleinteilekorb mit 4 farblich markierbaren Fächern
- Mit Druckluftanschluss und Druckluftindikator
- Anschluss via Schnellkupplungen (kompatibel m. Parker Rectus 25®)
- Einsetzbar in die Körbe APLW 152, APLW 107 und den Wagen E 975/2
- Umrüstbar mit Kupplung APLW 934 zu Einsatz APLW 632

Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
Produktkategorie	
Einsatz für Lungenautomaten	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Lungenautomaten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Druckluftindikator	•
Kapazität	
Lungenautomaten [Anzahl]	4
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	250
Aussenmass, Nettobreite in mm	253
Aussenmass, Nettotiefe in mm	541
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	290
Aussenmass, Bruttobreite in mm	278
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	575
Nettogewicht in kg	5,24
Bruttogewicht in kg	5,75