

APLW 934

Kupplung

-



• -

EAN: 4002517038626 / Materialnummer: 13136250 / Alte Materialnummer: 69693400D

Gerätezugehörigkeit	
PLW 7111 [Safety]	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Lungenautomaten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1
Aussenmass, Nettobreite in mm	1
Aussenmass, Nettotiefe in mm	1
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,04
Bruttogewicht in kg	0,05