

E 328

Einlegesteg

zur optimalen Aufnahme der Instrumente in stehender Form.



- Der Einsatz kann das Instrumentarium in stehender Form aufnehmen

EAN: 4002511117051 / Materialnummer: 02795940 / Alte Materialnummer: 69732801D

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                     |           |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | •         |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                      |           |
| PG 8535   | •         |
| PG 8536   | •         |
| PG 8581   | •         |
| PG 8562   | •         |
| PG 8582   | •         |
| PG 8582 CD                                      | •         |
| <b>Produktkategorie</b>                         |           |
| Sonstiges Zubehör                               | •         |
| <b>Produkteigenschaften</b>                     |           |
| Material  | Edelstahl |
| Farbe   | Edelstahl |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                |           |
| Phasenanzahl                                    | 0         |
| Spannung in V                                   | 0         |
| Frequenz in Hz                                  | 0         |
| Gesamtanschluss in kW                           | 0,00      |
| Absicherung in A                                | 0         |
| <b>Maße und Gewicht</b>                         |           |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                       | 15        |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                     | 34        |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                      | 145       |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                      | 12        |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                    | 80        |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                     | 120       |
| Nettogewicht in kg                              | 0,06      |
| Bruttogewicht in kg                             | 0,07      |