

E 338

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 8 Tray-Halbschalen.



- Geeignet für 8 Tray-Halbschalen
- Ausgestattet mit 10 Halterungen (8 Fächer), B 295, T 33 mm
- Die maximale Traygröße beträgt 290 x 30 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN: 4002511116160 / Materialnummer: 03080600 / Alte Materialnummer: 69533801D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für Trays/Tablets	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	8
Kapazität	
Trays/Tablets [Anzahl]	8
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	310
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	500
Nettogewicht in kg	0,62
Bruttogewicht in kg	0,84