

E 363

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diversem Instrumentarium.



- Maschenweite 1 mm
- Ausgestattet mit einem Deckel
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb
- Ohne Aufnahme zur Fixierung der Instrumente

EAN: 4002511116283 / Materialnummer: 03149790 / Alte Materialnummer: 69536301D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Siebschale	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	55
Außenmaß, Nettobreite in mm	150
Außenmaß, Nettotiefe in mm	225
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,62
Bruttogewicht in kg	0,71