

E 379

Einsatz

zur Aufnahme diversen Instrumentariums.



- 0,8 mm Drahtgeflecht, 1,7 mm Maschenweite, 5 mm Umlaufrahmen
- Ausgestattet mit 2 Tragegriffen
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN: 4002511116450 / Materialnummer: 03203500 / Alte Materialnummer: 69537901D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------|
| Thermodesinfektoren | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| Produktkategorie | |
| Siebschale | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von HNO-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von OP-Instrumenten | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 110 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 180 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 445 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 135 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 235 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 485 |
| Nettogewicht in kg | 0,72 |
| Bruttogewicht in kg | 1,25 |