

E 146

Einsatz

zur optimalen Aufnahme diverser Instrumente.



- Maschenweite Boden 3 mm, Seiten 1,7 mm, Deckel 8 mm
- Ausgestattet mit 2 schwenkbaren Tragegriffen
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN: 4002511116009 / Materialnummer: 03346680 / Alte Materialnummer: 69514601D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Siebschale	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	55
Außenmaß, Nettobreite in mm	150
Außenmaß, Nettotiefe in mm	225
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	245
Nettogewicht in kg	0,61
Bruttogewicht in kg	0,70