

SD-B
Injektordüse
für Butyrometer.



- Für Injektorwagen
- Einschließlich Gewinde, 4 x 140 mm*

* Einschließlich Gewinde, Durchmesser 4 x 140 mm, plus aufgeschweißter, flachgedrückter Düse, 1,5 x 100 mm.

EAN: 4002511116955 / Materialnummer: 03583540 / Alte Materialnummer: 69708001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	240
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Durchmesser in mm	4
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02