

SD-B
Injektordüse
für Butyrometer.



- Einschließlich Gewinde, 4 x 140 mm*

* Einschließlich Gewinde, Durchmesser 4 x 140 mm, plus aufgeschweißter, flachgedrückter Düse, 1,5 x 100 mm.

EAN: 4002511116955 / Materialnummer: 03583540 / Alte Materialnummer: 69708001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettotiefe in mm	240
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Durchmesser in mm	4
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02