

O 184

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von z. B. Zentrifugenröhrchen, Vials oder Reagenzgläsern.



- Ausgestattet mit 96 Injektordüsen
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Bestückungshöhe: 170 mm mm
- Pulverdosierung nicht möglich

EAN: 4002511114937 / Materialnummer: 03807480 / Alte Materialnummer: 69118401D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Korb für Röhrchen	•
Korb für Reagenzgläser	•
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Maximale Bestückungshöhe in mm	170
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
<b>Kapazität</b>	
Reagenzgläser [Anzahl]	96
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	468
Außenmaß, Nettobreite in mm	475
Außenmaß, Nettotiefe in mm	531
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,50
Bruttogewicht in kg	5,70
<b>Beipack</b>	
ID 110, Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 110 mm [Anzahl]	96