


E 106

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithalsgläsern, Messzylindern etc.



- Ausgestattet mit 10 Federhaken á 175 mm Höhe & 16 á 105 mm Höhe
- Der Abstand zwischen den Federhaken beträgt ca. 60 mm

EAN: 4002511115675 / Materialnummer: 03808310 / Alte Materialnummer: 69510601D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	180
Außenmaß, Nettobreite in mm	195
Außenmaß, Nettotiefe in mm	186
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	205
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	0,93
Bruttogewicht in kg	1,42